


CRYPE Update V0.174.0

Neue Funktionen, Verbesserungen & Bugfixes!

Wir haben hart daran gearbeitet, eure Erfahrung mit unserer App noch besser zu machen! Hier sind alle Neuerungen im Überblick:

Neue Funktionen


-  **Kommunikation medizinischer Bilder und Befunde**
 Medizinische Bilder und Befunde im DICOM- oder PDF-Format können nun im CRYPE-Dialogpanel als Einzeldateien oder ZIP-Container importiert werden. CRYPE organisiert diese automatisch in Studien und Serien und erstellt für jede Serie eine ZIP-Datei, die an Patienten oder Ärzte weitergeleitet werden kann. Die maximale Größe einer ZIP-Datei beträgt 2 GB.



-  **Medizinische Daten jetzt in voller Qualität anzeigen und bearbeiten**
 Ihr könnt jetzt DICOM-Dateien direkt in der App in Originalqualität betrachten! Zusätzlich stehen zahlreiche Bearbeitungs- und Organisations-Tools zur Verfügung. *(Hinweis: DICOM-Bilder sind in der EU nicht für diagnostische Zwecke bestimmt.)*



- 
Anpassbare Anzeigeeinstellungen für Medizinische Bilder
 Die Standarddarstellung von DICOM-Dateien („Hanging Protocol“) kann über das Burger-Menü konfiguriert werden.



- 
Einladungsfunktionen
 Unter dem **Burger-Menü** gibt es jetzt im Bereich **"Einladungen"** die Möglichkeit, Nutzer sowohl über **CRYPE** als auch per **E-Mail** einzuladen. Der eingeladene Nutzer erhält einen **Link**, mit dem er direkt über seinen **Browser** die Konferenz starten kann.

Zusätzlich können Sie jetzt **Freunde oder Geschäftspartner** ganz einfach per **E-Mail über CRYPE** einladen. Diese erhalten einen **Registrierungslink**, mit dem sie sich direkt bei CRYPE anmelden können.




- 
Verbesserte C-Mail-Funktion
 Legt fest, wie viele Tage eine C-Mail versucht wird zuzustellen, falls der Empfänger offline ist – dieselbe Option gilt für die Synchronisierung interner Geräte.

Send Duration External:	Days 1
Send Duration Internal:	Days 3

- 📎 **Optimierter Dateiversand**

Neue UI und verbessertes Verhalten: Der Fortschritt beim Senden und Empfangen von Dateien ist nun transparenter.




- 📊 **Neue Anzeige für Abonnement-Typen**

Nutzer sehen nun direkt in der UI, welche Abo-Stufe sie haben.



- ⚡ **Priorisierte Kommunikation & Synchronisierung**

C-Mails und Kommunikationsaufträge werden jetzt priorisiert, um eine bessere Synchronisation der Geräte zu gewährleisten. Das Event-Viewer-Panel wurde entsprechend optimiert.



- ☎ **Direkter Support-Kontakt**

Unser Support-Team ist jetzt direkt über die App erreichbar.

- 📰 **Wichtige News & Updates direkt in der App**

Wir können euch ab sofort über CRYPE und das Web-App-Panel mit wichtigen Nachrichten, Tipps und Infos versorgen.

🌟 Verbesserungen

- 🖼️ **Medien-Viewer überarbeitet**
Zeigt jetzt mehr Dateiformate direkt an – ohne externe Programme öffnen zu müssen.
- ⚡ **Schnellere Dialogfenster**
Caching-Optimierung sorgt für flüssigere Bedienung.
- 📁 **Verbesserte Web-App-Nutzung**
 - Standardverhalten des Web-App-Panels verbessert
 - Empfohlene Links öffnen sich direkt im Web-App-Panel
 - Dropdown-Menüs schließen sich nun intuitiver
- 🍷 **Einheitliches Design & UI-Anpassungen**
 - Konsistentes Layout für leere Panels
 - Icons wurden aktualisiert, um Funktionen klarer darzustellen
 - Kommunikations-Icons verbessert
- ✉️ **Bessere Verwaltung von C-Mails**
Jetzt können alle C-Mails mit einem Klick als „gelesen“ markiert werden.
- 🔄 **Optimierte Gerätesynchronisierung**
Der Synchronisationsprozess wurde überarbeitet, um eine reibungslosere Nutzung zu ermöglichen.
- 🔒 **Höhere Sicherheit**
Migration von MD5 auf SHA-256 für eine sicherere Verschlüsselung.
- 📱 **Verbesserungen für Android**
 - Schnellere Startzeit der App
 - Standardverhalten & Einstellungen für ein besseres Nutzererlebnis optimiert
- 🌐 **Unterstützung für neue Browser**
Yandex wird jetzt offiziell als Browser unterstützt.
- 🔔 **Wichtige Meldungen nicht mehr übersehen**
Warnungen & Nachrichten erscheinen jetzt als modale Fenster anstelle von Toaster-Benachrichtigungen.
- 🛡️ **Netzwerkverbindungen in Konferenzen besser erkennen**
Mithilfe neuer Schild-Icons kann nun angezeigt werden, ob eine Verbindung über dasselbe interne Netzwerk besteht.
- 🖥️ **Optimiertes Bildschirmfreigabe-Feature**
Die Bildschirmfreigabe wurde verbessert, um eine bessere und skalierbare Qualität zu gewährleisten – insbesondere auf hochauflösenden Monitoren.

Bugfixes

- Pfeile zwischen Panels wurden falsch dargestellt
- Das Popup „Datei könnte schädlich sein“ ließ sich nicht schließen
- PDF-Dateien wurden im Android-Viewer nicht angezeigt
- Viewer-Pfeile verschwanden unerwartet
- Das „URL einfügen“-Modal schloss sich nicht bei Klick außerhalb
- Falsche Farbe des Benachrichtigungs-Badges
- Korrekte Icon-Farbe für eingehende Anrufe bei aktiver Gesprächszusammenführung
- Falsches Icon für das Dialog-Panel im Burger-Menü
- Automatische Wiederverbindung nach kurzer Verbindungsunterbrechung
- Links, die sich in einem neuen Tab öffnen sollten, werden jetzt im Web-App-Panel unterstützt
- Fehlerhafte Token-Erneuerung für Nutzer, die länger als 2 Monate eingeloggt waren
- Springende Avatare beim Mouseover in Nachrichten
- Falsche Zeitzoneanzeige im Burger-Menü
- Spotlight-Modus speichert jetzt den vorherigen Zustand korrekt
- Falsche Sprachzuweisung bei E-Mail-Vorlagen